

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd3G Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09693

Número de artículo: CM0010022



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la CD3G humana (cadena gamma de CD3). Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigación de señalización del receptor de células T, inmunidad adaptativa y activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD3G mAb de conejo
Notas/Alias	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	917
ID del gen	917
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-116 de la CD3G humana (NP_000064.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09693
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo