

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd3G Para Wb - P09693

Número de artículo: CM0006237



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo CD3G es un anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al CD3G humano (P09693). Adecuado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada informada en humano y ratón. Ideal para la investigación de la señalización del receptor de células T y la función inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD3G Rabbit mAb
Observaciones/Alias	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	917
GeneID	917
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09693
Peso Proteico	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo