

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cd3G Para Wb, Elisa - P09693

Número de artículo: CM0019561



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo de alta calidad contra la CD3G humana, adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce la cadena gamma de la glicoproteína de superficie de linfocitos T CD3, un componente clave del complejo TCR-CD3 involucrado en la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD3G Rabbit pAb
Notas/Alias	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	917
ID del Gen	917
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-116 de la CD3G humana (NP_000064.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09693
Peso Molecular	20kDa
Envío	Bolsa de hielo