

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd3H (Cd247) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20963

Número de artículo: CM0002047



### Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo CD3H validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Dianas: cadena zeta de la glucoproteína de superficie de células T CD3 (CD247). Adecuado para la investigación de señalización de células T e inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CD3H Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 919                                                                                                                                |
| GeneID              | 919                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-164 del CD3H humano (NP_932170.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P20963                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 19kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |