

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd3H Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20963

Número de artículo: CM0024573



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD3H humano (CD3 zeta, CD247) para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se une a la subunidad de señalización TCR-CD3.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | CD3H Ac. p. de Conejo                                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias           | T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA                                                                                                   |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                                  |
| GeneID (humano)               | 919                                                                                                                                                     |
| GeneID                        | 919                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-164 de CD3H humano (NP_932170.1). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                  |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                     |
| SWISS                         | P20963                                                                                                                                                  |
| Peso Molecular de la Proteína | 19 kDa                                                                                                                                                  |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                          |