

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd4 Para Citometría De Flujo - P01730

Número de artículo: CM0009694



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD4 humano (T4/Leu-3) para citometría de flujo. Reacciona con humano y cynomolgus. ~51 kDa. Ideal para inmunofenotipado de células T colaboradoras e investigación del VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo mAb anti-CD4 Humano/Mono de Conejo
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	920
ID del Gen	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo