

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd4 () Para Citometría De Flujo - P01730

Número de artículo: CM0005343



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra el CD4 humano, conjugado con el fluoróforo , validado para citometría de flujo (FC) para detectar células T colaboradoras y otras células inmunes CD4+.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD4 mAb
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo