


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd4 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01730

Número de artículo: CM0013529



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD4 humano, dirigido contra los aminoácidos 26-200. Validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la respuesta inmunitaria de las células T y la interacción con el VIH. Uniprot: P01730.

[Aprende más](#)

| Parámetro               | Valor                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto     | CD4 pAb de conejo                                                                                                                |
| Observaciones/Sinónimos | T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4                                                                                             |
| Especie                 | Humano                                                                                                                           |
| ID del gen (humano)     | 920                                                                                                                              |
| ID del gen              | 920                                                                                                                              |
| Inmunógeno              | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-200 de CD4 humano (NP_000607.1). |
| Fuente                  | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría               | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación              | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                          |
| Reactividad cruzada     | Humano, ratón, rata                                                                                                              |
| SWISS                   | P01730                                                                                                                           |
| Peso de la proteína     | 51 kDa                                                                                                                           |
| Envío                   | Bolsa de hielo                                                                                                                   |