

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdi Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P06332

Número de artículo: CM0023821

Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo anti-CD4 validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; detecta CD4 humano y de ratón. Ideal para la investigación de células T colaboradoras, macrófagos y células NK, incluyendo estudios sobre la respuesta inmunitaria y la señalización del TCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD4
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4; CD4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	920
GeneID	12504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 del CD4 de ratón (NP_038516.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo