

Polimab® Anti-Cd4 De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06332

Número de artículo: CM0009256

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD4 para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta CD4 de humano, ratón y macaco cynomolgo. Esencial para investigación de células T colaboradoras y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD4 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón/Humano
GeneID (Humano)	12504/ 920
GeneID	12504
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Macaco cynomolgo
SWISS	P06332
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo