


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd40 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25942

Número de artículo: CM0015792



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD40 humano (TNFRSF5). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación de células B, señalización inmune y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD40 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Especie	Humano
GeneID (humano)	958
GeneID	958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-104 de CD40 (NP_001241.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25942
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo