


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd40 Para Wb Y Elisa - P25942

Número de artículo: CM0006296



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la CD40 humana (TNFRSF5). Validado para WB y ELISA. Detecta el antígeno CD40 de superficie de linfocitos B, un receptor inmunitario clave. Ideal para investigación en oncología e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD40 de conejo
Observaciones/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Especie	Humana
GeneID (Humano)	958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-193 de la CD40 humana. (NP_001241.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P25942
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo