


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd40 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25942

Número de artículo: CM0014477



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD40 humano (TNFRSF5), validado para aplicaciones de WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reconoce CD40 humano y de ratón, adecuado para estudios de células B y carcinomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD40
Observaciones/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 198-277 de CD40 humano (NP_001241.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P25942
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo