


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd40L Para Wb Y Elisa - P29965

Número de artículo: CM0017096



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD40L (CD154) humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Una herramienta fiable para estudiar la coestimulación de células T y la activación de células B en aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD40L Rabbit pares
Observaciones/Alias	IGM; IMD3; TRAP; gp39; CD154; CD40L; HIGM1; T-BAM; TNFSF5; hCD40L
Especie	Humano
ID de Gen	959
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 113-261 del CD40L humano (NP_000065.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P29965
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo