

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd41/Itga2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08514

Número de artículo: CM0002153



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD41/ITGA2B humano (ITGA2B/GPIIb), 113 kDa, Swiss-Prot P08514. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudios de biología de plaquetas y hemostasia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CD41/ITGA2B Rabbit mAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (humano)     | 3674                                                                                                                                    |
| GeneID              | 3674                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CD41/ITGA2B humano (P08514). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                  |
| SWISS               | P08514                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 113 kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |