

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd41/Itga2B Para If/Icc, Elisa - P08514

Número de artículo: CM0018340



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD41/ITGA2B validado para IF/ICC y ELISA. Reconoce la Integrina alfa-IIb humana, un receptor de membrana plaquetar implicado en la agregación. Ideal para investigación de trombosis y hematología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD41/ITGA2B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3674
ID de Gen	3674
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 160-260 del CD41/ITGA2B humano (NP_000410.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08514
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo