

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd42D (Gpv) Para Wb Y Elisa - P40197

Número de artículo: CM0026416

Introducción

Este pAb de conejo anti-CD42d detecta GPV humano y de ratón para WB y ELISA. GPV es un receptor plaquetario que media la adhesión dependiente de vWF, crucial para la investigación de la hemostasia y el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD42d
Observaciones/Alias	GPV; CD42d
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2814
ID del Gen	2814
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-477 del CD42d humano (NP_004479.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P40197
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo