

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd43 Para Ihc-P Y Elisa - P16150

Número de artículo: CM0011789

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CD43 de alta calidad validado para IHC-P y ELISA. Específico para la leucosialina humana, un regulador clave de las funciones de las células T. Ideal para investigación en inmunología y diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo CD43                                                                            |
| Observaciones/Alias | LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                          |
| ID del Gen (Humano) | 6693                                                                                                            |
| ID del Gen          | 6693                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CD43 humano (NP_003114.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                        |
| Aplicación          | IHC-P, ELISA                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                          |
| SWISS               | P16150                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 40kDa                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                  |