

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd44 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P16070

Número de artículo: CM0002028



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD44 validado por KO para muestras humanas. Ideal para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, FC y ELISA. Reconocer el antígeno CD44, un receptor clave en la adhesión celular, la migración y el direccionamiento de linfocitos. Inmunógeno de proteína de fusión recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] CD44 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Especie	Humano
GeneID (Humano)	960
GeneID	960
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-178 de la CD44 humana (NP_000601.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo