


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd44 Para Citometría De Flujo - P15379

Número de artículo: CM0011675



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD44 de ratón (Ly-24/Pgp-1). Adecuado para citometría de flujo. Reacciona con ratón. Peso molecular objetivo: 85 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD44 de ratón
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	960
ID del gen	12505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 de CD44 de ratón (NP_033981.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso de la proteína	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo