


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd44 Para Wb, Elisa - P16070

Número de artículo: CM0012988



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD44 humano para WB y ELISA. Detecta proteína de 82kDa, reacciona de forma cruzada con ratón. Inmunógeno recombinante. Adecuado para investigación en adhesión celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD44 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	960
ID del Gen	960
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16070
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo