


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd44 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15379

Número de artículo: CM0007275



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD44 de alto rendimiento validado para WB, IF/ICC, FC y ELISA. Detecta el CD44 de ratón, un receptor clave para la adhesión celular, la migración y el reclutamiento de linfocitos T. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD44 de conejo
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES; CD44
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 del CD44 de ratón (NP_033981.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo