

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd44 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16070

Número de artículo: CM0006514



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD44 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para el estudio de la adhesión celular, la migración y la recirculación de linfocitos. Reacciona con CD44 humano; inmunógeno recombinante que abarca los aminoácidos 20-178.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD44
Observaciones/alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Especie	Humana
GeneID (humano)	960
GeneID	960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-178 de CD44 humano (NP_000601.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P16070
Peso de la proteína	80 kDa
Envío	Bolsa de hielo