


Polymab® De Conejo Anti-Cd44 - P15379

Número de artículo: CM0010480



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD44 de ratón (Swiss P15379). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Reconoce una glucoproteína de 40-86 kDa implicada en la adhesión celular y el asentamiento de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolymAb® de conejo anti-CD44
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
GeneID (humano)	960
GeneID	12505
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P15379
Peso de la proteína	40-86 kDa
Envío	Bolsa de hielo