


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd45 Para Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa - P08575

Número de artículo: CM0004253



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD45 humano (LCA, T200), apto para Western blot, inmunohistoquímica, IHC múltiple y ELISA. Validado para la detección de antígeno común de leucocitos en uso de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD45 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 194-390 de la CD45 humana (NP_002829.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso de la proteína	147kDa
Envío	Bolsa de hielo