


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Para Fc, Elisa - P08575

Número de artículo: CM0012581



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 (clon mAb) reconoce específicamente el CD45 humano (PTPRC, antígeno leucocitario común). Validado para citometría de flujo y ELISA. Adecuado para estudios inmunológicos y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-CD45
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 del CD45 humano (P08575)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso Proteico	131kda/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envío	Bolsa de hielo