

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Para If/Icc, Ihc-P, Fc Y Elisa - P06800

Número de artículo: CM0007276

Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45, validado para muestras de ratón en aplicaciones de IF/ICC, IHC-P, FC y ELISA. El inmunógeno recombinante se dirige a la proteína CD45 de 145 kDa (P06800).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD45 Rabbit mAb
Observaciones/Sinónimos	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4; CD45
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	5788
ID del gen	19264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 de CD45 de ratón (NP_001104786.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, IF-F, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso de la proteína	145 KDa
Envío	Bolsa de hielo