

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd45 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P08575

Número de artículo: CM0016545



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD45 humano (LCA, B220, LY5). Adecuado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en activación de células T, inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | pAb de Conejo CD45                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias           | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                                             |
| Especie                       | Humano                                                                                                                             |
| ID de Gen (Humano)            | 5788                                                                                                                               |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 611-730 de CD45 humano (NP_002829.3). |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación                    | WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS                         | P08575                                                                                                                             |
| Peso Molecular de la Proteína | 147 kDa                                                                                                                            |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                     |