


Anti-Cd45 Conejo Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08575 / P06800

Número de artículo: CM0011088



Introducción

CD45 Conejo PolymAb® es un anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CD45 humano/ratón (P08575/P06800). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA, apoya la investigación en biología de leucocitos e inmunodiagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD45 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID (Ratón)	19264
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD45 humano/ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08575/P06800
Peso Proteico	180-240kDa
Envío	Bolsa de hielo