

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45Ra Para Ihc-P, Elisa - P08575-8

Número de artículo: CM0006825

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD45RA humano (isoforma 6, PTPRC). Validado para aplicaciones de IHC-P y ELISA; adecuado para investigación de antígenos leucocitarios y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo CD45RA                                                                                           |
| Observaciones/Alias | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RA                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID Gen (Humano)     | 5788                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-482 del CD45RA humano (P08575-8) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                         |
| Aplicación          | IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                           |
| SWISS               | P08575-8                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 138kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |