

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd45Rb Para Wb - P08575-9

Número de artículo: CM0008294

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD45RB humano, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA. Detecta específicamente la isoforma 7 de la fosfatasa de proteínas tirosina de tipo receptor C (CD45RB). Ideal para citometría de flujo e inmunohistoquímica en aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD45RB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08575-9
Peso Proteico	135kDa
Envío	Bolsa de hielo