

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd45Ro () Para Citometría De Flujo - P08575

Número de artículo: CM0004772



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón marcado con dirigido contra el CD45RO humano. Validado para citometría de flujo, este anticuerpo reconoce la isoforma del antígeno común leucocitario, crucial para la activación de células T y la identificación de células T de memoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de ratón anti-CD45RO humano
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID del gen	5788
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso molecular de la proteína	136 kDa
Envío	Bolsa de hielo