

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd45Ro Para Wb, Elisa - P08575-4

Número de artículo: CM0027496

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD45RO para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con la isoforma del antígeno común de leucocitos humano CD45RO (P08575-4). Herramienta confiable para investigación en inmunodetección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD45RO
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-416 del CD45RO humano (NP_563578.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08575-4
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo