

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd46 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15529

Número de artículo: CM0011335



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante CD46 para western blot, inmunofluorescencia, citometría de flujo y ELISA. Se dirige a la proteína cofactor de membrana humana, un regulador del complemento y receptor de patógenos. También conocido como MCP, TLX, AHUS2, MIC10, TRA2.10.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] CD46 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4179
ID de Gen	4179
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-328 del CD46 humano (NP_002380.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15529
Peso Proteico	37-44kDa
Envío	Bolsa de hielo