

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd46 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15529

Número de artículo: CM0003042



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD46 humano (MCP). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Específico para humano. Útil para investigación en regulación del complemento, infección viral y modulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD46 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4179
GeneID	4179
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CD46 humano (P15529).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15529
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo