

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd47 Para Wb, Elisa - Q61735

Número de artículo: CM0022949

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD47 de ratón (proteína asociada a integrinas, IAP). Validado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con rata. Adecuado para estudios de regulación inmunitaria, angiogénesis y señalización cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD47 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik; CD47
Especie	Ratón
GeneID (humano)	961
GeneID	16423
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 de CD47 de ratón (NP_034711.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q61735
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo