


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd47 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08722

Número de artículo: CM0022936



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD47 humano (IAP, OA3, MER6), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con CD47 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de adhesión celular, transducción de señales e inmunorregulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra CD47
Observaciones/Alias	IAP; OA3; MER6; CD47
Especie	Humano
GeneID (Humano)	961
GeneID	961
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 224-323 del CD47 humano (NP_001768.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08722
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo