

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd48 Para Citometría De Flujo Y Elisa - P18181

Número de artículo: CM0004799



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al CD48 de ratón (SLAMF2, BLAST-1), un regulador inmunitario anclado a GPI. Validado para aplicaciones de citometría de flujo y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de células T y células NK en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD48 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	962
GeneID	12506
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-216 del CD48 de ratón (NP_031675.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P18181
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo