

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd48 Para Wb, Fc, Elisa - P09326

Número de artículo: CM0009583



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra el CD48 humano (SLAMF2). Validado para WB, FC, ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para la investigación de señalización de células inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD48 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BCM1, BLAST, hCD48, mCD48, BLAST1, SLAMF2, MEM-102, CD48
Especie	Humano
GeneID (Humano)	962
GeneID	962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-220 del CD48 humano (NP_001769.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09326
Peso Proteico	19kDa/27kDa
Envío	Bolsa de hielo