


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd5 (Conjugado) Para Fc - P06127

Número de artículo: CM0004159



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD5 humano (conjugado) para validación en citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 25-371), detecta proteína de 54kDa. Específico para CD5 humano, útil en estudios de células T y B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD5 Humano
Observaciones/Alias	CD5; LEU1; T1; molécula CD5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	921
GeneID	921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 del CD5 humano (NP_055022.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo