


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd5 Para Citometría De Flujo - P06127

Número de artículo: CM0012274



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD5 humano (clon) validado para citometría de flujo. Reconoce el CD5 humano, un marcador de células T involucrado en la regulación inmune. Ideal para inmunofenotipado y estudios de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-CD5 Humano
Observaciones/Alias	T1; LEU1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	921
ID del gen	921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 del CD5 humano (NP_055022.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso molecular de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo