


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd5 () Para Citometría De Flujo - P06127

Número de artículo: CM0007989



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD5 humano validado para citometría de flujo (FC). Dirigido a la glicoproteína de superficie de células T CD5 (T1/Leu-1), un regulador inmune clave. Detecta CD5 humano, peso molecular predicho ~55 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD5 humano
Observaciones/Alias	T1; LEU1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	921
GeneID	921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 del CD5 humano (NP_055022.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo