


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd5 Para Fc, Elisa - P06127

Número de artículo: CM0009647



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD5 humano (T1/Leu-1), validado para citometría de flujo (FC) y ELISA. Ideal para el estudio de la señalización de células T, la selección de timocitos y la biología de las células B1a. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD5 de conejo
Observaciones/Alias	T1; LEU1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	921
ID del gen	921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 del CD5 humano (NP_055022.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo