


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06127

Número de artículo: CM0011235



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD5 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con el CD5 humano, un receptor de superficie de células T y células B1a implicado en la regulación inmune. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD5
Observaciones/Alias	T1; LEU1; CD5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	921
GeneID	921
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 del CD5 humano (P06127).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo