


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06127

Número de artículo: CM0030951



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD5 validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Demuestra reactividad cruzada con CD5 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización de células T e interacción de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	T1; LEU1; CD5
Especie	Humano
GeneID (humano)	921
GeneID	921
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 158-371 del CD5 humano (NP_055022.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06127
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo