

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd50 (Icam-3) Para Fc - P32942

Número de artículo: CM0010846



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD50 humano (ICAM-3) para citometría de flujo. Validado para muestras humanas. Adecuado para inmunofenotipado y estudios de adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD50(ICAM-3) Humano
Observaciones/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3385
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-114 del CD50(ICAM-3) humano (NP_002153.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32942
Peso Molecular de la Proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo