

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd50 (Icam-3) Para Citometría De Flujo - P32942

Número de artículo: CM0009981



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD50 humano (ICAM-3), clon . Validado para citometría de flujo (FC). Inmunógeno: proteína recombinante (aa 30-114). Adecuado para estudios de adhesión leucocitaria e interacción inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD50(ICAM-3) humano
Observaciones/alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Especie	Humana
GeneID (humano)	3385
GeneID	3385
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-114 de CD50(ICAM-3) humano (NP_002153.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P32942
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo