

Anticuerpo Policlonico Anti-Cd52 Para Wb - P31358

Número de artículo: CM0022090



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo específico para la CD52 humana (antígeno CAMPATH-1), una glicoproteína de membrana anclada a GPI de 7 kDa. Validado para WB, IHC-P, ELISA y presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD52 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HE5; CDW52; EDDM5; CD52
Especie	Humano
GeneID (humano)	1043
GeneID	1043
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-61 de la CD52 humana (NP_001794.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P31358
Peso Proteico	7kDa
Envío	Bolsa de hielo