

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd53 Para Wb, Elisa - P19397

Número de artículo: CM0018170



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la CD53 humana (tetraspanina-25), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación en señalización de células inmunitarias y linfocitos B/T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CD53 Rabbit pAb
Notas/Alias	MOX44; TSPAN25; CD53
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	963
ID del gen	963
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-180 de la CD53 humana (NP_000551.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19397
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo