


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd55 () Para Citometría De Flujo - P08174

Número de artículo: CM0005619



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD55 humano (DAF), conjugado con . Validado para citometría de flujo. Ideal para investigación sobre el complemento y el estudio del papel de CD55 en la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD55 humano de conejo
Observaciones/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1604
GeneID	1604
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-353 del CD55 humano (NP_000565.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08174
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo